



Scheda tecnica REF 10.00.11

03.06.2026

Dati generali			
Codice	10.00.11	Medicon Halsted portaghi dentato 11.5cm h	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826015466
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	275867		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	11.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		