



## Scheda tecnica REF 10.19.37

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                  |                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 10.19.37                                         | Hegar portaghi17cm             |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                              | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 12726                                            | GTIN                           | 04046826016012          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 12-726                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,060                                            | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                               | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L0205                                            |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 275974                                           |                                |                         |
|       |                                                  |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                  | Immagine dettagliata           |                         |
|   |                                                  |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 17cm                                             | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                                  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                  |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                                  |                                |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                         |