



## Scheda tecnica REF 10.20.73

20.02.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 10.20.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Crile Wood (DeBakey) portaghi23cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numero doganale                      | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 12726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GTIN                                 | 04046826016135                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UMDNS-Code                           | 12-726                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Istruzioni d'uso                     | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Istruzioni per la preparazione       | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L0205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 275985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) |                                      |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immagine dettagliata                 |                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                   | 23cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rivestimento                         | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                            |
| Corpo<br>Altro                                                                                                                                                           | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                            |