



Scheda tecnica REF 10.22.68

25.08.2026

Dati generali			
Codice	10.22.68	Sarot portaghi18.0cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016234
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,042	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	275995		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18.0cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		