



Scheda tecnica REF 10.22.72

25.08.2026

Dati generali			
Codice	10.22.72	Sarot portaghi23.5cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016241
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,051	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	275996		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23.5cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		