



Scheda tecnica REF 10.24.90

25.08.2026

Dati generali			
Codice	10.24.90	portaghi dentato20cm Ti Micro Slim HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826450601
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,033	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) K40 (WcCo)		