



Scheda tecnica REF 10.25.65

25.08.2026

Dati generali			
Codice	10.25.65	intracardiaco portaghi dentato14cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016418
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	276038		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	14cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		