



## Scheda tecnica REF 10.26.63

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 10.26.63                                                                                                      | Ryder (French Eye) Metallo duro portaghi13cm                                         |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                           | Numero doganale                                                                      | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 12726                                                                                                         | GTIN                                                                                 | 04046826016449                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1r (EU MDR)                                                                                                   | UMDNS-Code                                                                           | 12-726                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                        | 6 (EU MDR)                                                                                                    | Base UDI-DI                                                                          | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,029                                                                                                         | Istruzioni d'uso                                                                     | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                            | Istruzioni per la preparazione                                                       | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0205                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 276041                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                                                                      |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                               | Immagine dettagliata                                                                 |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                               |  |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                        | 13cm                                                                                                          | Rivestimento                                                                         | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                           |                                                                                      |                                                                                            |
| Corpo<br>Altro                                                                                                                                                                | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                                                |                                                                                      |                                                                                            |