



## Scheda tecnica REF 10.30.65

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                            | 10.30.65                                                                         | Eufrate Pasqué portaghi per micro vascolare dentato 14cm HM |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                             | pz.                                                                              | Numero doganale                                             | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                              | 12726                                                                            | GTIN                                                        | 04046826016708                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                      | UMDNS-Code                                                  | 12-726                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                            | 6 (EU MDR)                                                                       | Base UDI-DI                                                 | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,070                                                                            | Istruzioni d'uso                                            | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                        | si                                                                               | Istruzioni per la preparazione                              | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                        | L0205                                                                            |                                                             |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                  | 276068                                                                           |                                                             |                                                                                            |
| <div></div>     |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                     | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                                             |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Immagine dettagliata                                        |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                            | 14cm                                                                             | Rivestimento                                                | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                       |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                   | N° di materiale (Denominazione DIN)                                              |                                                             |                                                                                            |
| Corpo<br>Altro                                                                                                                                                                    | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                   |                                                             |                                                                                            |