



## Scheda tecnica REF 10.58.63

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.58.63                                         | Kilner portaghi13cm HM         |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                        | pz.                                              | Numero doganale                | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                         | 12726                                            | GTIN                           | 04046826017040                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 12-726                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                    |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,040                                            | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                   | si                                               | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                                                                                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                   | L0205                                            |                                |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                             | 276103                                           |                                |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                  |                                |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Immagine dettagliata           |                                                                                            |
|    |                                                  |                                |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                       | 13cm                                             | Rivestimento                   | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| <b>Condizioni di conservazione</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                |                                                                                            |
| <b>Materiali</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                                                                                            |
| Corpo<br>Altro                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                   |                                |                                                                                            |