



## Scheda tecnica REF 11.62.34

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 11.62.34                                                                             | Castroviejo portaghi dentato14cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                                                                  | Numero doganale                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 12726                                                                                | GTIN                             | 04046826017934          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                          | UMDNS-Code                       | 15-621                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                           | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,020                                                                                | Istruzioni d'uso                 | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                                                                   | Istruzioni per la preparazione   | MPK23-1                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                  |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L0205                                                                                |                                  |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 276301                                                                               |                                  |                         |
|       |                                                                                      |                                  |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |                                  |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                                                      | Immagine dettagliata             |                         |
|   |                                                                                      |                                  |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 14cm                                                                                 | Rivestimento                     |                         |
| <b>Condizioni di conservazione</b>                                                                                                                                      |                                                                                      |                                  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                                                      |                                  |                         |
| <b>Materiali</b>                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                  |                                  |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                                                     |                                  |                         |
| Vite                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                 |                                  |                         |