



Scheda tecnica REF 11.82.23

25.08.2026

Dati generali			
Codice	11.82.23	Jacobson Heavy Stile portaghi con blocco con rivestimento diamantato23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN		GTIN	04046826498719
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,077	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4307 (X2CrNi18-9)		