



## Scheda tecnica REF 12.15.79

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 12.15.79                                                                                                                                                                                                                                                              | Micro portaghi curva con blocco 0.4mm 15cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero doganale                            | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 12726                                                                                                                                                                                                                                                                 | GTIN                                       | 04046826018511          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                           | UMDNS-Code                                 | 15-621                  |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                            | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,015                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruzioni d'uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istruzioni per la preparazione             | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L0205                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 276516                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                            |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Immagine dettagliata                       |                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Misura                                                                                                                                                                   | 0.4mm 15cm                                                                                                                                                                                                                                                            | Rivestimento                               |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                         |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                         |
| Corpo<br>Vite                                                                                                                                                            | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                         |