



Scheda tecnica REF 12.18.75

25.08.2026

Dati generali			
Codice	12.18.75	portaghi curva con blocco diamantato 18cm micro 2000	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826018733
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,059	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	276566		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm	Rivestimento	Rivestimento duro per superfici di lavoro dei porta-ago con parti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	3.2315 (AlMgSi1)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		