



Scheda tecnica REF 12.21.96

25.08.2026

Dati generali			
Codice	12.21.96	portaghi retto con blocco21cm Ti Mikro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826019037
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso netto (kg)	0,018	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0205		
N° di repertorio	276641		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	21cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4307 (X2CrNi18-9)		