



Scheda tecnica REF 13.05.03

03.06.2026

Dati generali			
Codice	13.05.03	Emmet ago per legatura 20.5cm Fig 3	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019082
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L031309		
N° di repertorio	186944		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	20.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		