



## Scheda tecnica REF 13.11.60

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.11.60                                         | Cooper ago per legatura 17.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                        | pz.                                              | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                         | 32864                                            | GTIN                           | 04046826019327          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 15-234                  |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,039                                            | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                   | si                                               | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                   | L031309                                          |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                             | 186966                                           |                                |                         |
|                                                                                            |                                                  |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Immagine dettagliata           |                         |
|    |                                                  |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.5cm                                           | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                         |