




Scheda tecnica REF 13.12.33

03.06.2026

Dati generali			
Codice	13.12.33	Deschamps ago per legatura appuntito sinistra20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826019426
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L031309		
N° di repertorio	186976		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		