








Scheda tecnica REF 13.32.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	13.32.05	König specillo scanalato 5mm 19.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826019686
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-868
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	A018002		
N° di repertorio	300931		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	5mm 19.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		