







## Scheda tecnica REF 13.33.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	13.33.23	Payr specillo scanalato retto5mm 23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826019723
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-868
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,039	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	A018002		
N° di repertorio	300935		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	5mm 23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		