








Scheda tecnica REF 13.70.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	13.70.20	Adson pinze da sutura 2mm 12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826019969
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,022	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L031302		
N° di repertorio	275793		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	2mm 12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		