



## Scheda tecnica REF 13.70.42

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.70.42                                                                                                                                                                                  | pinze da sutura retto0.3mm 10.5cm micro 2000 |                         |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                                   | pz.                                                                                                                                                                                       | Numero doganale                              | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62466                                                                                                                                                                                     | GTIN                                         | 04046826019983          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                               | UMDNS-Code                                   | 14-257                  |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,031                                                                                                                                                                                     | Istruzioni d'uso                             | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                              | si                                                                                                                                                                                        | Istruzioni per la preparazione               | MPK01-1                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                              | L031302                                                                                                                                                                                   |                                              |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 275795                                                                                                                                                                                    |                                              |                         |
| <div></div>                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |                                              |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | Immagine dettagliata                         |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.3mm 10.5cm                                                                                                                                                                              | Rivestimento                                 |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                       |                                              |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                                                                                          |                                              |                         |