



Scheda tecnica REF 13.71.42

25.08.2026

Dati generali			
Codice	13.71.42	pinze da sutura retto0.3mm 15cm micro 2000	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826020095
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,059	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L031302		
N° di repertorio	275849		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	0.3mm 15cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) 3.2315 (AlMgSi1)		