



## Scheda tecnica REF 13.79.13

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.79.13                                         | Collin pinza per rimozione clip13cm |                    |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                        | pz.                                              | Numero doganale                     | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                         | 16787                                            | GTIN                                | 04046826020378     |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code                          | 16-787             |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                         | 4046826;N001;03;WJ |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,030                                            | Istruzioni d'uso                    | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                   | si                                               | Istruzioni per la preparazione      |                    |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                   | H02010106                                        |                                     |                    |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                             | 249981                                           |                                     |                    |
|                                                                                            |                                                  |                                     |                    |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                     |                    |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Immagine dettagliata                |                    |
|    |                                                  |                                     |                    |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                       | 13cm                                             | Rivestimento                        |                    |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                     |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                     |                    |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                     |                    |
| Corpo                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                     |                    |