



## Scheda tecnica REF 13.80.07

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                  |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 13.80.07                                         | Michel fermagli 7.5x1.75mm p/1000 |                |
| Unità                                                                                                                                                                         | cf./1000                                         | Numero doganale                   | 90189084       |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38143                                            | GTIN                              | 04046826020392 |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 2a (EU MDD)                                      | UMDNS-Code                        | 15-964         |
| Classe                                                                                                                                                                        | 7 (EU MDD)                                       | Base UDI-DI                       |                |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,088                                            | Istruzioni d'uso                  |                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                               | Istruzioni per la preparazione    | MPK01          |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | H02010201                                        |                                   |                |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 277927                                           |                                   |                |
| <div></div> |                                                  |                                   |                |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                   |                |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                  | Immagine dettagliata              |                |
|                                                                                            |                                                  |                                   |                |
| Misura                                                                                                                                                                        | 7.5x1.75mm                                       | Rivestimento                      |                |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                  |                                   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                  |                                   |                |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                  |                                   |                |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                   |                |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4301 (X5CrNi18-10)                             |                                   |                |