



Scheda tecnica REF 14.07.85

03.06.2026

Dati generali			
Codice	14.07.85	Heath forbici per sutura affilato / affilato16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13502	GTIN	04046826020637
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-502
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,044	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L01040299		
N° di repertorio	219255		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		