



## Scheda tecnica REF 14.25.12

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 14.25.12                                                                                                                                             | Beebee forbici curva affilato / affilato bordo tagliente dentato12.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                                                                  | Numero doganale                                                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 32885                                                                                                                                                | GTIN                                                                   | 04046826020774          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                                                          | UMDNS-Code                                                             | 13-041                  |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                                                           | Base UDI-DI                                                            | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,039                                                                                                                                                | Istruzioni d'uso                                                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                                                                   | Istruzioni per la preparazione                                         |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L0199                                                                                                                                                |                                                                        |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 207624                                                                                                                                               |                                                                        |                         |
|        |                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                                                        |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | Immagine dettagliata                                                   |                         |
|   |                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |
| Misura                                                                                                                                                                   | 12.5cm                                                                                                                                               | Rivestimento                                                           |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                  |                                                                        |                         |
| Corpo<br>Vite                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                          |                                                                        |                         |