



## Scheda tecnica REF 14.30.65

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                        | 14.30.65                                                                                                                      | pinze tagliafilo15cm           |                                                                                            |
| Unità                                                                                                                                                                         | pz.                                                                                                                           | Numero doganale                | 90189084                                                                                   |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 32885                                                                                                                         | GTIN                           | 04046826020965                                                                             |
| Classe di rischio                                                                                                                                                             | 1 (EU MDR)                                                                                                                    | UMDNS-Code                     | 13-041                                                                                     |
| Classe                                                                                                                                                                        | 1 (EU MDR)                                                                                                                    | Base UDI-DI                    | 4046826;N001;03;WJ                                                                         |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                               | 0,144                                                                                                                         | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                                                                                   |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                            | Istruzioni per la preparazione |                                                                                            |
| Codice CND                                                                                                                                                                    | L0199                                                                                                                         |                                |                                                                                            |
| N° di repertorio                                                                                                                                                              | 207643                                                                                                                        |                                |                                                                                            |
| <div></div> |                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
| Medicon media                                                                                                                                                                 | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia )<br>451.03.23 (prospetto medicut forbici ) |                                |                                                                                            |
| Immagine completa                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | Immagine dettagliata           |                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
| Misura                                                                                                                                                                        | 15cm                                                                                                                          | Rivestimento                   | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
| Materiali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                           |                                |                                                                                            |
| Corpo                                                                                                                                                                         | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                              |                                |                                                                                            |
| Vite                                                                                                                                                                          | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                          |                                |                                                                                            |
| Altro                                                                                                                                                                         | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                                                                                                   |                                |                                                                                            |