



Scheda tecnica REF 14.44.67

25.08.2026

Dati generali			
Codice	14.44.67	Medicon pinze tendifilo17cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826021023
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,054	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	181041		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	17cm	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4021 (X20Cr13) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		