



Scheda tecnica REF 15.04.31

25.08.2026

Dati generali			
Codice	15.04.31	pinze retto3.0cm Ti Bulldog A	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62470	GTIN	04046826022136
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-868
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	3.0cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Vite	1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		