



## Scheda tecnica REF 15.05.41

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                             | 15.05.41                                                                                                                                                                                                                           | pinze curva4.0cm Ti Bulldog A  |                         |
| Unità                                                                                                                                                                              | pz.                                                                                                                                                                                                                                | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                               | 62470                                                                                                                                                                                                                              | GTIN                           | 04046826022266          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                  | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                        | UMDNS-Code                     | 10-868                  |
| Classe                                                                                                                                                                             | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                         | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                    | 0,007                                                                                                                                                                                                                              | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                         | si                                                                                                                                                                                                                                 | Istruzioni per la preparazione | MPK20-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                         | L0708010101                                                                                                                                                                                                                        |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                   | 181086                                                                                                                                                                                                                             |                                |                         |
| <div></div>      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                      | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>451.04.41 (prospetto strumenti in titanio p la chir cardiaca e vascolare) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | Immagine dettagliata           |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                                             | 4.0cm                                                                                                                                                                                                                              | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                    | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                              | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                                                                                                                                                                                                              |                                |                         |
| Vite                                                                                                                                                                               | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                               |                                |                         |
| Altro                                                                                                                                                                              | 1.4310 (X10CrNi18-8)                                                                                                                                                                                                               |                                |                         |