




## Scheda tecnica REF 15.11.12

20.02.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 15.11.12                                                                                                                                                                                                                       | Diethrich pinze curva 4.9cm Bulldog |                         |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                                                                                                                                            | Numero doganale                     | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 62470                                                                                                                                                                                                                          | GTIN                                | 04046826022433          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                    | UMDNS-Code                          | 10-868                  |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                     | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,004                                                                                                                                                                                                                          | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                                                                                                                                             | Istruzioni per la preparazione      | MPK20-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L0708010101                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 181104                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                     |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | Immagine dettagliata                |                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
| Misura                                                                                                                                                                   | 4.9cm                                                                                                                                                                                                                          | Rivestimento                        |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                            |                                     |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                    | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                                                               |                                     |                         |