



## Scheda tecnica REF 15.18.07

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 15.18.07                                                                         | Glover pinze retto 7.0cm AT Bulldog |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                                                              | Numero doganale                     | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 62470                                                                            | GTIN                                | 04046826022709          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                      | UMDNS-Code                          | 10-868                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                       | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,017                                                                            | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                                                               | Istruzioni per la preparazione      | MPK20-1                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                     |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L0708010101                                                                      |                                     |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 181131                                                                           |                                     |                         |
|       |                                                                                  |                                     |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                     |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                                                  | Immagine dettagliata                |                         |
|   |                                                                                  |                                     |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 7.0cm                                                                            | Rivestimento                        |                         |
| <b>Condizioni di conservazione</b>                                                                                                                                      |                                                                                  |                                     |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                                                  |                                     |                         |
| <b>Materiali</b>                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                              |                                     |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                                                 |                                     |                         |
| Vite                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                             |                                     |                         |
| Altro                                                                                                                                                                   | 1.4310 (X10CrNi18-8)                                                             |                                     |                         |