



Scheda tecnica REF 15.20.14

25.08.2026

Dati generali			
Codice	15.20.14	Kocher Baby pinze emostatiche retto14cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826022839
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-865
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,024	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L07080102		
N° di repertorio	192339		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	14cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		