



## Scheda tecnica REF 15.24.14

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 15.24.14                                                                                                      | Crile Baby pinze emostatiche retto14cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                           | Numero doganale                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 62468                                                                                                         | GTIN                                   | 04046826022853          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                   | UMDNS-Code                             | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                    | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,030                                                                                                         | Istruzioni d'uso                       | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                            | Istruzioni per la preparazione         | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L07080102                                                                                                     |                                        |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 419424                                                                                                        |                                        |                         |
|        |                                                                                                               |                                        |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                        |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                               | Immagine dettagliata                   |                         |
|   |                                                                                                               |                                        |                         |
| Misura                                                                                                                                                                   | 14cm                                                                                                          | Rivestimento                           |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                           |                                        |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                    | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                              |                                        |                         |