



## Scheda tecnica REF 15.31.09

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                     |                                                  |                                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                            | 15.31.09                                         | Hartmann pinze curva10cm       |                         |
| Unità                                                                                                                                                                             | pz.                                              | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                              | 62468                                            | GTIN                           | 04046826022907          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                     | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                                            | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,014                                            | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                        | si                                               | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                        | L07080102                                        |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                  | 192345                                           |                                |                         |
| <div></div>     |                                                  |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                     | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                 |                                                  | Immagine dettagliata           |                         |
| <div></div> |                                                  |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                                            | 10cm                                             | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                       |                                                  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                       |                                                  |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                         |                                                  |                                |                         |
|                                                                                                                                                                                   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                             | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                |                         |