



## Scheda tecnica REF 15.40.82

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 15.40.82                                                                                     | Jacobson pinze emostatiche retto12.5cm Micro |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                                                                          | Numero doganale                              | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 62468                                                                                        | GTIN                                         | 04046826022983          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                  | UMDNS-Code                                   | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                                   | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,016                                                                                        | Istruzioni d'uso                             | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                                                                           | Istruzioni per la preparazione               | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L07080102                                                                                    |                                              |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 192353                                                                                       |                                              |                         |
|       |                                                                                              |                                              |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                              |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                                                              | Immagine dettagliata                         |                         |
|   |                                                                                              |                                              |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 12.5cm                                                                                       | Rivestimento                                 |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                                                                              |                                              |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                                                              |                                              |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                          |                                              |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                                                             |                                              |                         |