



## Scheda tecnica REF 15.41.12

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                   | 15.41.12                                                                                                                                                                                                                                           | Halsted pinze emostatiche curva12.5cm Micro |                         |
| Unità                                                                                                                                                                    | pz.                                                                                                                                                                                                                                                | Numero doganale                             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                     | 62468                                                                                                                                                                                                                                              | GTIN                                        | 04046826023003          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                        | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                        | UMDNS-Code                                  | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                                   | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                         | Base UDI-DI                                 | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                          | 0,017                                                                                                                                                                                                                                              | Istruzioni d'uso                            | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                               | si                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruzioni per la preparazione              | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                               | L07080102                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                         | 192355                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                            | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (catalogo cardio )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )<br>453.04.01 (Gubisch Rinoplastica moderna Opuscolo) |                                             |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Immagine dettagliata                        |                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                         |
| Misura                                                                                                                                                                   | 12.5cm                                                                                                                                                                                                                                             | Rivestimento                                |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                         |
|                                                                                                                                                                          | N° di materiale (Denominazione DIN)                                                                                                                                                                                                                |                                             |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                    | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                         |