



## Scheda tecnica REF 15.85.16

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                     |                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 15.85.16                            | DeBakey pinze emostatiche retto16.5cm AT |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                 | Numero doganale                          | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 62468                               | GTIN                                     | 04046826023775          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                               | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,025                               | Istruzioni d'uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                  | Istruzioni per la preparazione           | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L07080102                           |                                          |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 192434                              |                                          |                         |
|       |                                     |                                          |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.53 (catalogo cardio )        |                                          |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                     | Immagine dettagliata                     |                         |
|   |                                     |                                          |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 16.5cm                              | Rivestimento                             |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                     |                                          |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                     |                                          |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                     |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                          |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                    |                                          |                         |