



Scheda tecnica REF 16.14.74

25.08.2026

Dati generali			
Codice	16.14.74	Sarot pinze emostatiche retto24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826024413
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-865
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,072	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L07080102		
N° di repertorio	192498		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		