




## Scheda tecnica REF 16.51.25

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 16.51.25                                                                         | Heiss pinze emostatiche fortemente curvo24cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                                                              | Numero doganale                              | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                | 62468                                                                            | GTIN                                         | 04046826025274          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1r (EU MDR)                                                                      | UMDNS-Code                                   | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                              | 6 (EU MDR)                                                                       | Base UDI-DI                                  | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,065                                                                            | Istruzioni d'uso                             | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                               | Istruzioni per la preparazione               |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L07080102                                                                        |                                              |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 192579                                                                           |                                              |                         |
|   |                                                                                  |                                              |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.53 (catalogo cardio ) |                                              |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                                                  | Immagine dettagliata                         |                         |
|                                                                                  |                                                                                  |                                              |                         |
| Misura                                                                                                                                                              | 24cm                                                                             | Rivestimento                                 |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                                                  |                                              |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                                                  |                                              |                         |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                              |                         |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)                                              |                                              |                         |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                                                 |                                              |                         |