



Scheda tecnica REF 16.65.90

25.08.2026

Dati generali			
Codice	16.65.90	Zenker pinze emostatiche retto28cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826025625
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-865
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,085	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L07080102		
N° di repertorio	192614		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	28cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		