



## Scheda tecnica REF 16.66.35

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                  |                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 16.66.35                                         | Overholt pinze per dissezione delicata 26.5cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                              | Numero doganale                               | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 62468                                            | GTIN                                          | 04046826025724          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                                    | 10-865                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                                   | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,045                                            | Istruzioni d'uso                              | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                               | Istruzioni per la preparazione                | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L07080102                                        |                                               |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 192624                                           |                                               |                         |
|       |                                                  |                                               |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                               |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                  | Immagine dettagliata                          |                         |
|   |                                                  |                                               |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 26.5cm                                           | Rivestimento                                  |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                                  |                                               |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                  |                                               |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                                  |                                               |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                               |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                               |                         |