



Scheda tecnica REF 17.07.23

25.08.2026

Dati generali			
Codice	17.07.23	Mixer pinze curva23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826026110
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-212
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,062	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		