



## Scheda tecnica REF 17.21.51

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 17.21.51                                                                      | Schnidt (Boettcher) pinze leggermente curva19cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                                                           | Numero doganale                                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 62468                                                                         | GTIN                                            | 04046826026356          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                   | UMDNS-Code                                      | 15-212                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                    | Base UDI-DI                                     | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,046                                                                         | Istruzioni d'uso                                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                                                            | Istruzioni per la preparazione                  | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L14010201                                                                     |                                                 |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 180570                                                                        |                                                 |                         |
|       |                                                                               |                                                 |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL ) |                                                 |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                                               | Immagine dettagliata                            |                         |
|   |                                                                               |                                                 |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 19cm                                                                          | Rivestimento                                    |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                                                               |                                                 |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                                               |                                                 |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                 |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                           |                                                 |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                                              |                                                 |                         |