



Scheda tecnica REF 17.30.15

25.08.2026

Dati generali			
Codice	17.30.15	Tuffier pinze da presa13cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826026400
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,023	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0408020301		
N° di repertorio	201752		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	13cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		