



## Scheda tecnica REF 17.32.36

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                                               |                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 17.32.36                                                                      | Collin pinze da presa16cm      |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                                                           | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 62466                                                                         | GTIN                           | 04046826026424          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                   | UMDNS-Code                     | 11-797                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                                                    | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,041                                                                         | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                                                            | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L0408020301                                                                   |                                |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 201754                                                                        |                                |                         |
|       |                                                                               |                                |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL ) |                                |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                                               | Immagine dettagliata           |                         |
|   |                                                                               |                                |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 16cm                                                                          | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                                                               |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                                               |                                |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                                                               |                                |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)                                           |                                |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                                              |                                |                         |
| Vite                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                          |                                |                         |