



## Scheda tecnica REF 17.54.16

03.06.2026

| Dati generali                                                                                                                                                       |                                                  |                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| Codice                                                                                                                                                              | 17.54.16                                         | Bernhard (Staupe) morsetto per asciugamano16cm |                    |
| Unità                                                                                                                                                               | pz.                                              | Numero doganale                                | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                | 34961                                            | GTIN                                           | 04046826026646     |
| Classe di rischio                                                                                                                                                   | 1 (EU MDR)                                       | UMDNS-Code                                     | 10-902             |
| Classe                                                                                                                                                              | 1 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                                    | 4046826;N001;05;WQ |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                     | 0,040                                            | Istruzioni d'uso                               | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                               | Istruzioni per la preparazione                 |                    |
| Codice CND                                                                                                                                                          | L031305                                          |                                                |                    |
| N° di repertorio                                                                                                                                                    | 192021                                           |                                                |                    |
|   |                                                  |                                                |                    |
| Medicon media                                                                                                                                                       | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                                |                    |
| Immagine completa                                                                                                                                                   |                                                  | Immagine dettagliata                           |                    |
|                                                                                  |                                                  |                                                |                    |
| Misura                                                                                                                                                              | 16cm                                             | Rivestimento                                   |                    |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                         |                                                  |                                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                         |                                                  |                                                |                    |
| Materiali                                                                                                                                                           |                                                  |                                                |                    |
|                                                                                                                                                                     | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                                |                    |
| Corpo                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                                |                    |