



Scheda tecnica REF 17.73.14

03.06.2026

Dati generali			
Codice	17.73.14	morsetto per tubi dentellato largo14.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32146	GTIN	04046826026929
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-875
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;05;WQ
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031307		
N° di repertorio	181233		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	14.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		