



## Scheda tecnica REF 19.18.25

25.08.2026

| Dati generali                                                                                                                                                           |                                                  |                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                  | 19.18.25                                         | Pelkmann pinze anatomiche retto25cm |                         |
| Unità                                                                                                                                                                   | pz.                                              | Numero doganale                     | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                    | 11791                                            | GTIN                                | 04046826027261          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                          | 11-791                  |
| Classe                                                                                                                                                                  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                         | 0,057                                            | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                              | si                                               | Istruzioni per la preparazione      |                         |
| Codice CND                                                                                                                                                              | L031303                                          |                                     |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                        | 172873                                           |                                     |                         |
|       |                                                  |                                     |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                           | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                     |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                       |                                                  | Immagine dettagliata                |                         |
|   |                                                  |                                     |                         |
| Misura                                                                                                                                                                  | 25cm                                             | Rivestimento                        |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                             |                                                  |                                     |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                             |                                                  |                                     |                         |
| Materiali                                                                                                                                                               |                                                  |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                         | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                     |                         |
| Corpo                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |                                     |                         |
| Vite                                                                                                                                                                    | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                             |                                     |                         |